## Status Report #40

- Beta-ray mearsurement w/  $5^t \times 22^w$  scintillator
- Measurement setup fix
- 期末レポートを書いていました

(場の量子論基礎・固体分光学基礎×2・物質物理学基礎

・宇宙創成物理学概論・素粒子物理学基礎)




2020. 08. 07 (Fri)
Tohoku Univ. M1
T. Fujiwara

- MPPC×1, 2個直列 ⇒ 2通りを測定.
- V<sub>b</sub> V<sub>op</sub> = +0.0, +1.5, +3.0, +4.5, +6.0, +7.5 [V/Num. of MPPC] ⇒ 6点(+ consistency at +3.0 V 1点)


#### √ Setup

• Ref. Counter×1 + ToF test counter ⇒ 前回までと同じ




## Beta-ray mearsurement w/5t×22w scintillator

✓ MPPC $\times$ 1 at Vb-Vop = +3.0 V/Num. of MPPC




#### Beta-ray mearsurement w/ 5<sup>t</sup>×22<sup>w</sup> scintillator

✓ MPPC  $\times$  1 at Vb-Vop = +3.0 V/Num. of MPPC




### Beta-ray mearsurement w/ 5t×22w scintillator

✓ MPPC $\times$ 1 at Vb-Vop = +3.0 V/Num. of MPPC



✓ MPPC  $\times$  1 at Vb-Vop = +3.0 V/Num. of MPPC




現在修正作業中。 个は途中経過。

方針: 補正後の2次元相関に再度 1/VQDC をフィット

#### QDC distribution of beta-ray test

- ✓ Scintillator:  $5^{t}11^{w}$ , MPPC × 1 at  $V_{b}$ - $V_{op}$  = +3.0 V/Num. of MPPC
- ToF test counter を貫通せずに 中で止まっている??

セットアップの余分な物質量を 減らす必要あり





#### Measurement setup fix

- 現在 ⇒ Ref counter ×1 + ToF test counter: シンチレータ×2
- Ref counter ×2 ToF test counter: シンチレータ×3 のセットでデータが取れないかセットアップの調整

#### ✓ 調整項目

- Ref. Conter ToF test counter, Ref. Counter-Ref. Counter 間の距離
- 反射材(シンチレータ以外の物質量を抑える)







## Measurement setup fix

СН	Rate [Hz]
Ref-1 single	~2×10³
Ref-2 single	~25-30
Ref-1⊗Ref-2	~0.5
ToF-1 single	~2 ×10 <sup>4</sup>
ToF-2 single	~2 ×10 <sup>4</sup>
ToF coin.	~2 ×10 <sup>4</sup>
All (Ref (Ref 2 (Ref)	~0.5

(Ref⊗Ref2⊗ToF)



- シンチ群の物質量を抑える  $\Rightarrow$  ToF シンチの反射材(テフロン確認, まき直し) Ref. シンチの反射材ペイントを減らす  $\Rightarrow$  シンチ3個のセットでデータをとれるかを再確認(コインシデンスレート)
- 5<sup>t</sup>22<sup>w</sup>, 5<sup>t</sup>44<sup>w</sup>シンチでのテスト



• インターンシップの事前審査落ちました。

#### 宮城労働局インターンシップ選考結果について



#### 学生支援係

To 藤原友正, 学生支援係 ▼

藤原 友正さん

お世話様です。理学部学生支援係です。

宮城労働局インターンシップの件ですが、 今回は、残念ながら受入不可との連絡がありました。

どうぞ宜しくお願いいたします。

# Backup

- ✓ リモートのディレクトリ配下のファイルをlocalのディレクトリ以下に同期:
  - 例) unidaqの /home/unidaq/kinoko/testbench/FTOF 以下のファイルを 藤原ローカルPCの /home/fujiwara/FToF\_BK/beta\_2020Augに同期させる
    - ⇒実行例

\$ rsync -av -e -ssh unidaq@172.25.27.224:/home/unidaq/kinoko/testbench/FTOF

参考URL: https://qiita.com/shnagai/items/7403411b4aa193d0fa0d

